

BS 固定液

产品货号: R23007

产品规格: 500ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变,从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

乐业生物 BS固定液(BS fixing solution)主要由甲醇、乙酸等混合而成,固定后对于细胞核染色固定,尤其适用于细胞核 DNA 染色的固定。

产品组成:

名称	5*50ml	保存条件
BS固定液	500ml	室温,避光

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 血涂片或细胞涂片置于提前预热至30~40℃的BS fixing solution,固定20~30min。
3. 进行下游染色实验。

注意事项:

1. 组织取材的厚度不同,固定时间也不同,对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
2. 固定液的容量应足够,一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。
3. 取出新鲜组织后,应及时固定,无法及时固定时,应保存于生理盐水中及时送检。
4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com